

北京林业大学文件

北林实管办发〔2021〕1号

北京林业大学关于加强进口非冷链试剂 耗材等实验用品管理的通知

各相关单位：

为贯彻落实《关于加强进口非冷链试剂耗材等实验用品管理的通知》（京防组医发〔2021〕5号）要求，进一步防范新冠病毒“物传人”情况发生，确保在疫情防控常态化条件下实验室运转有序、安全可控，现就我校进口非冷链实验用品的接收、存放、消毒和保护等管理工作通知如下：

一、适用范围

本通知适用于疫情防控常态化条件下全校所有科研、教学实验室（含林北路苗圃实验室、三顷园实验室）中各类进口非冷链试剂

耗材等实验用品的管理。

二、工作要求

根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，各单位要认真做好疫情防控常态化条件下实验室进口非冷链试剂耗材等实验用品的管理工作，严格落实主体责任，坚持底线思维，严格审批报备，确保相关实验用品的消杀和防护工作有序进行。

（一）购买备案

各实验室在购买进口非冷链试剂耗材等实验用品（含物料，下同）前，应要求供应商提供符合国家要求的消毒记录等资料，并填写《进口非冷链实验用品购买备案表》（附件1）提交所在单位备案。

（二）单独分区存放

各单位对上述实验用品要单独划定存放区域，不得与其他物品混放，存放区域应保持良好通风。各单位可统一设置存放区域，也可以在相关实验室中设立专门区域，但均需要做好标识标线。

（三）外包装消毒

各单位应对上述实验用品使用 500mg/L 含氯消毒液擦拭或喷洒所有外包装表面，作用 15 分钟以上再打开使用，如有必要可用清水冲洗去除残留消毒剂；或者直接用 75%乙醇喷洒或擦拭消毒 2 次，再打开外包装使用。有条件的单位可完成外包装消毒后再保存入库。

（四）存放区域消毒

各单位定期对上述实验用品存放区域的环境表面，包括接触外包装的地面、墙面和台面等，用 500mg/L 含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用 30 分钟。

（五）低风险普通实验区域预防性消毒

应用以上实验用品进行检验检测、科研、教学、生产等非高致病性病原微生物实验活动区域，包括接触外包装的地面、墙面和台面等，定期进行预防性消毒，用 500mg/L 含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用 30 分钟。

（六）中高风险实验区域环境监测和消毒

应用以上实验用品从事高致病性病原微生物实验活动时，要严格按照生物安全防护要求，对实验室内的实验区域台面、设备表面、门把手等接触较多部位开展新冠病毒相关环境污染监测。如发现实验环境污染，立即启动应急处理程序并同步上报。每次实验活动结束后，及时清理实验设备内及台面上的物品，对实验台面及环境进行必要消毒处理，定期对实验环境进行终末消毒。

（七）人员防护

实验人员根据实验活动生物安全要求严格做好个人防护。消毒人员在消毒前做好个人防护，穿工作服、佩戴工作帽、口罩、手套，必要时戴护目镜。接触上述实验用品的相关人员均应保持手卫生，勤洗手，或使用手消，定期开展核酸检测和健康监测。

拆除上述实验用品包装（含外包装及内包装）时应尽量避免可能产生气溶胶或造成溢撒等的操作。

（八）记录管理

上述实验用品的购买、使用以及处置全过程应单独登记，对其外包装、存放区域、实验区域的消毒以及相关环境检测情况要及时进行记录，填写《进口非冷链实验用品消毒记录表》（附件 2），并且妥善保存，留档备查。外包装至少消毒一次，存放区域与使用区

域至少每月消毒一次，可根据实际情况增加消毒频次。

（九）风险评估

各有关单位、实验室应关注国内外疫情信息及国内疫情防控政策，对实验室冷链运输等其他来源的实验用品进行风险评估，对可能存在新冠病毒污染风险的，应参照本通知要求，采取必要的管理和消毒防控措施。

（十）单位汇总检查

各单位应全面掌握本单位实验室进口非冷链实验用品购买与使用情况，对涉及以上实验用品的实验室加强日常检查，贯彻落实备案填报与定期消毒等防控措施。

三、其他事项说明

1. 进口非冷链相关实验用品使用后必须按照实验垃圾分类处理流程处理，属于实验室危险废弃物的应联系环保管家回收。

2. 消毒液等相关防疫物资可联系物业领取。

附件：1. 进口非冷链实验用品购买备案表

2. 进口非冷链实验用品消毒记录表



附件 1

_____ 实验室进口非冷链实验用品购买备案表

序号	实验用品 名称	数量	供应商 名称	进口 国家	存放 地点	购买 日期	公司是否 提供有消 毒记录
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							

购买人（签字）：

实验室安全责任人（签字）：

单位实验室安全负责人（签字）：

附件 2

_____ (单位) 进口非冷链实验用品消毒记录表

消毒日期	实验用品名称	消毒剂名称及用量	消毒对象	消毒人员
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	
			外包装 <input type="checkbox"/>	
			存放区域 <input type="checkbox"/>	
			实验区域 <input type="checkbox"/>	

说明：外包装至少消毒一次，存放区域与实验区域至少每月消毒一次。